

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-AP1G1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43747

Número do item: CM0003510



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-AP1G1 validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece a subunidade gama-1 do complexo AP-1 em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos de classificação e tráfego de proteínas mediado por clatrina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AP1G1 Rabbit mAb
Observações/Alias	ADTG; CLAPG1; USRISD; AP1G1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	164
ID do Gene	164
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 723-822 da AP1G1 humana (O43747)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43747
Peso da Proteína	91kDa
Envio	Saco de gelo