

Anticorpo Policlonais Anti-Ap1M2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6Q5

Número do item: CM0029657

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a AP1M2 (subunidade mu-2 do complexo AP-1). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Para pesquisa na classificação de proteínas e tráfego mediado por clatrina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AP1M2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	mu2; MU1B; MU-1B; HSMU1B; AP1-mu2; AP1M2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10053
GeneID	10053
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 164-423 da AP1M2 humana (NP_005489.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6Q5
Peso Molecular da Proteína	48kDa
Transporte	Bolsa de gelo