

Anticorpo Policlonal Anti-Ap2A1 Para Wb, Elisa - 095782

Número do item: CM0025264

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à AP2A1 humana (subunidade alfa-1 do complexo de proteína adaptadora 2). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em endocitose e tráfego de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AP2A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ADTAA; CLAPA1; AP2-ALPHA; AP2A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	160
GeneID	160
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da AP2A1 humana (NP_055018.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095782
Peso Proteico	108kDa
Envio	Saco de gelo