

## Anticorpo Monoclonal Anti-Ap2A2/Alpha2-Adaptina Para Wb, Elisa - O94973

Número do item: CM0003898

### introdução

O anticorpo monoclonal de coelho Alpha2-adaptina/AP2A2 da CamelBio é validado para WB e ELISA. Detecta AP2A2 humano e de camundongo, uma adaptadora chave de clatrina na endocitose. Ideal para pesquisas em neurociência e biologia celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Alpha2-adaptina/AP2A2 mAb de Coelho                                                                                                                               |
| Observações/Apelido | HIP9; HYPJ; ADTAB; HIP-9; CLAPA2; Alpha2-adaptina/AP2A2                                                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                                            |
| ID do Gene (Humano) | 161                                                                                                                                                               |
| ID do Gene          | 161                                                                                                                                                               |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 590-939 da Alpha2-adaptina/AP2A2 humana (NP_036437.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                                            |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                                                                |
| SWISS               | O9494973                                                                                                                                                          |
| Peso da Proteína    | 104kDa                                                                                                                                                            |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                                                     |