

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ap2M1 Para Wb E Elisa - Q96Cw1

Número do item: CM0016197



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra AP2M1, uma subunidade-chave do complexo adaptador AP-2 envolvido na endocitose mediada por clatrina. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AP2M1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1173
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 134-433 do AP2M1 humano (NP_004059.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96CW1
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo