


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-AP2S1 Para Wb E Elisa - P53680

Número do item: CM0010806



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-AP2S1, 17 kDa, validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo; ideal para estudos de endocitose mediada por clatrina e função do complexo de proteínas adaptadoras 2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AP2S1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	AP17; FBH3; HHC3; FBHOK; CLAP52; AP2S1
Espécie	Humano
GeneID	1175
Imunógeno	Peptídeo Sintético, um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da AP2S1 humana (P53680)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P53680
Peso Proteico	17kDa
Envio	Bolsa de gelo