


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Ap2S1 Para Wb E Elisa - P53680

Número do item: CM0015431



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra AP2S1 (subunidade sigma do complexo AP-2) validado para WB e ELISA. Reconhece AP2S1 humano, de camundongo e de rato. O imunógeno é uma proteína recombinante que cobre a região N-terminal. Essencial para estudar a endocitose mediada por clatrina e o tráfego de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	AP2S1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AP17; FBH3; HHC3; FBHOK; CLAPS2; AP2S1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1175
ID do Gene	1175
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-142 da AP2S1 humana (NP_004060.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53680
Peso da Proteína	17kDa
Transporte	Bolsa de gelo