

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-AP3D1 Para Wb, Elisa - O14617

Número do item: CM0018013



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-AP3D1 validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com AP3D1 humano e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre o complexo adaptador AP-3, tráfego lisossomal e síndrome de Hermansky-Pudlak.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AP3D1 Rabbit pAb
Observações/Alias	ADTD; HPS10; hBLVR; AP3D1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8943
GeneID	8943
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 520-700 da AP3D1 humana (NP_003929.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O14617
Peso da Proteína	130kDa
Envio	Saco de gelo