

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ap3S2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P59780

Número do item: CM0021560

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-AP3S2 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta AP3S2 humano, de camundongo e de rato, uma subunidade do complexo AP-3 envolvida no tráfego vesicular do complexo de Golgi para os lisossomos. Para estudos de transporte celular e lisossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AP3S2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AP3S3; sigma3b; AP3S2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10239
ID do Gene	10239
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-193 do AP3S2 humano (NP_005820.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P59780
Peso da Proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo