


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Apaf1 Para Wb E Elisa - O14727

Número do item: CM0008325



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado a APAF1 humana. Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com espécies humana e murina. Detecta a proteína APAF1 endógena (38-142 kDa).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado KD] APAF1 Rabbit mAb
Observações/Alias	CED4, APAF-1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	317
ID do Gene	317
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 470-600 da APAF1 humana (NP_863651.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Murina
SWISS	O14727
Peso da Proteína	38-142 kDa
Envio	Bolsa de gelo