

Anticorpo Policlonal Anti-Apba1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02410

Número do item: CM0023631



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra APBA1 (MINT1/X11). Validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA em tecidos humanos e de camundongo. Ferramenta essencial para estudar exocitose de vesículas sinápticas, processamento de APP e tráfego de receptores NMDA. Confiável para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APBA1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	X11; X11A; LIN10; MINT1; D9S411E; X11ALPHA; APBA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	320
ID do Gene	320
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-390 da APBA1 humana (NP_001154.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q02410
Peso Proteico	93kDa
Transporte	Saco de Gelo