

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Apbb1 Para Wb, Elisa - O00213

Número do item: CM0024557



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a APBB1 (FE65) humana para aplicações de WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar resposta a danos no DNA, regulação da transcrição e vias da doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APBB1 Coelho pAb
Observações/Alias	RIR; FE65; MGC:9072; APBB1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	322
ID do Gene	322
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 359-708 de APBB1 humana (NP_663722.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	O00213
Peso Proteico	77kDa
Envio	Bolsa de gelo