

Anticorpo Policloal Anti-Apc Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P25054

Número do item: CM0025687



introdução

Anticorpo policlonal anti-APC validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com APC humano, de camundongo e rato (312 kDa). Adequado para estudos de supressão tumoral, sinalização Wnt e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Rabbit pAb
Observações/Apelido	GS; DP2; DP3; BTP52; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
Espécie	Humano
GeneID (humano)	324
GeneID	324
Imunógeno	Proteína recombinante. Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2600-2760 do APC humano (NP_000029.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25054
Peso da Proteína	312kDa
Envio	Bolsa de gelo