

Anticorpo Monoclonal Anti-Apc De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P25054

Número do item: CM0005625



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a proteína APC (polipose adenomatosa do cólon) humana, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em supressores tumorais e sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Rabbit mAb
Observações/Apelidos	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
Espécie	Humano
GeneID	324
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2600-2760 da APC humana (NP_000029.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25054
Peso da Proteína	312kDa
Transporte	Bolsa de gelo