

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Apc Para Wb, Ip, Elisa - P25054

Número do item: CM0002567



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra APC humano (adenomatous polyposis coli), um supressor de tumor na via de sinalização Wnt. Validado para WB, IP, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Para pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Rabbit mAb
Observações/Apelido	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	324
GeneID	324
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do APC humano (NP_000029.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25054
Peso Molecular da Proteína	312kDa
Envio	Saco de gelo