


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Apcs Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02743

Número do item: CM0023156



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o APCS humano (Componente P amiloide sérico). Validado para WB, IHC-P, ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para desenvolvimento de ensaios de diagnóstico e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APCS pAb de Coelho
Observações/Apelido	SAP; PTX2; HEL-S-92n; APCS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	325
ID do Gene	325
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-223 do APCS humano (NP_001630.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02743
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco com gelo