

Anticorpo Policlonal Anti-Apeh Para Wb, If/Icc, Elisa - P13798

Número do item: CM0018435

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à APEH humana (enzima liberadora de acilaminoácido), adequado para aplicações de WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para estudar a degradação de peptídeos N-acilados e a atividade hidrolase de proteínas oxidadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APEH Coelho pAb
Observações/Apelido	APH; OPH; AARE; ACPH; D3S48E; D3F15S2; DNF15S2; APEH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	327
GeneID	327
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da APEH humana (NP_001631.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13798
Peso Proteico	81kDa
Envio	Bolsa de Gelo