

Anticorpo Policlonal Anti-Apeh Para Wb, Ip, Elisa - P13798

Número do item: CM0025042

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-APEH validado para aplicações de WB, IP e ELISA, com reatividade cruzada em humano, rato e camundongo. Alvo: enzima liberadora de acilaminoácidos (P13798), uma hidrolase citoplasmática de 81 kDa para degradação de peptídeos N-acilados. Ideal para pesquisa IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] APEH Coelho pAb
Observações/Apêndices	APH; OPH; AARE; ACPH; D3S48E; D3F15S2; DNF15S2; EH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	327
ID do Gene	327
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do APEH humano (NP_001631.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13798
Peso Proteico	81kDa
Envio	Saco de gelo