


Anticorpo Policlonal Anti-Apex1/Ape1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P27695

Número do item: CM0015642



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o APEX1/APE1 humano (SWISS P27695), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece a endonuclease de reparo de DNA/regulador redox de 36kDa, ideal para pesquisas sobre a via BER e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APEX1/APE1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; APEX1/APE1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	328
GeneID	328
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-318 do APEX1/APE1 humano (NP_542380.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P27695
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo