


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Apex1/Ape1 (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P27695

Número do item: CM0026130



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra APEX1/APE1 (AP endonuclease 1, REF1) humano. Detecta uma banda de 36 kDa. Ideal para WB, IF/ICC, IP, ELISA em pesquisas de estresse oxidativo e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] APEX1/APE1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; E1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	328
ID do Gene	328
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-318 de APEX1/APE1 humano (NP_542380.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P27695
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo