

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Aph1A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Bi3

Número do item: CM0018321



introdução

O APh1A Rabbit pAb é um anticorpo policlonal de coelho direcionado à subunidade APh1A da gama-secretase. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade em humano e camundongo. Suporta pesquisas sobre as vias de clivagem de Notch e APP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APH1A Rabbit pAb
Observações/Apelido	APH-1; APH-1A; CGI-78; 6530402N02Rik; APH1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51107
GeneID	51107
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200 até o C-terminal da APh1A humana (NP_001071096.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96Bi3
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de gelo