

## Anticorpo Policlonais Anti-Apip Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Gx9

Número do item: CM0028244



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra APIP humana (metiltioribulose-1-fosfato desidratase). Validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos das vias de recuperação de metionina e apoptose.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | APIP Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Alias   | APIP2; CGI29; hAPIP; CGI-29; MMRP19; APIP                                                                                |
| Espécie             | Humana                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 51074                                                                                                                    |
| GeneID              | 51074                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-242 da APIP humana (NP_057041.2). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | Q96GX9                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 27kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                             |