

Anti-Apitd1 Pab De Coelho - Q8N2Z9

Número do item: CM0025855



introdução

Anticorpo policlonal contra APITD1 (CENPS) humana, um componente chave da via da anemia de Fanconi e da montagem do cinetocoro. Validado para WB e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APITD1 pAb de coelho
Observações/Alias	MHF1; APITD1; CENP-S; FAAP16
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	378708
GeneID	378708
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-138 da APITD1 humana (NP_954988.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q8N2Z9
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Bolsa de gelo