

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aplf Para Wb, Elisa - Q8Iw19

Número do item: CM0020106



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-APLF validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta APLF humano com reatividade cruzada em rato. Ideal para pesquisa em reparo de danos ao DNA, chaperona de histonas e NHEJ. 57 kDa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | APLF Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelido | APFL; PALF; Xip1; ZCCHH1; C2orf13; APLF                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 200558                                                                                                                    |
| GeneID              | 200558                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-380 do APLF humano (NP_775816.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Rato                                                                                                                      |
| SWISS               | Q8Iw19                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 57kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                              |