


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Aplp1 Para Wb, If-P, Elisa - P51693

Número do item: CM0025933



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-APLP1 validado para aplicações de WB, IF-P e ELISA. Detecta APLP1 em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudar a função pós-sináptica, apoptose neuronal e vias relacionadas à doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APLP1 Coelho pAb
Observações/Apelido	APLP; APLP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	333
GeneID	333
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 470-580 da APLP1 humana (NP_005157.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51693
Peso Proteico	72kDa
Envio	Saco de gelo