

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Aplp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q06481

Número do item: CM0030576



introdução

Anticorpo Policlonal Coelho APLP2 de alta qualidade para WB, IF/ICC, ELISA, com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em amiloide e hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APLP2 Coelho pAb
Observações/Apelido	APPH, APPL2, CDEBP, APLP-2, APLP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	334
ID do Gene	334
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 370-580 do APLP2 humano (NP_001633.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06481
Peso Proteico	87kDa
Envio	Saco de Gelo