


## Anti-Apoa1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02647

Número do item: CM0014824



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-APOA1 validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta APOA1 humano com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo lipídico, aterosclerose e doenças cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | APOA1 pAb Coelho                                                                         |
| Observações/Apelido | HPALP2; apo(a); APOA1                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                   |
| ID do Gene (Humano) | 335                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 25-267 do APOA1 humano (NP_000030.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                   |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                         |
| SWISS               | P02647                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 28kDa                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                             |