

Anticorpo Policlonal Anti-Apoa4 Para Wb, Elisa - P06727

Número do item: CM0028556



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao APOA4 humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em metabolismo lipídico e doenças cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APOA4 Coelho pAb
Observações/Apelido	APOA4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	337
GeneID	337
Imunogênio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 227-396 do APOA4 humano (NP_000473.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06727
Peso Molecular da Proteína	45kDa
Envio	Em saco de gelo