

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Apoa4 Para Wb, Elisa - P06727

Número do item: CM0007370



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra APOA4 humano. Validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisa de metabolismo lipídico, estudos de transporte de colesterol e desenvolvimento de diagnósticos. Funciona em amostras humanas. Anticorpo de alta afinidade direcionado aos aminoácidos 21-396. Reconhece uma proteína de ~45kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APOA4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	APOA4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	337
ID do Gene	337
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-396 da APOA4 humana (NP_000473.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06727
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo