

Anticorpo Policlonal Anti-Apoa5 Para Wb, Elisa - Q6Q788

Número do item: CM0018252

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao APOA5 humano, validado para Western blotting e ELISA. Reconhece APOA5 humano e de camundongo, um regulador chave do metabolismo de triglicerídeos. Adequado para pesquisa lipídica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APOA5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RAP3; APOAV; APOA5
Espécie	Humano
ID do Gene	116519 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 207-366 do APOA5 humano (NP_443200.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6Q788
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de Gelo