


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Apob Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04114

Número do item: CM0023089



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra APOB humano (apoB-100/apoB-48). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta APOB humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em metabolismo lipídico, aterosclerose e doenças cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APOB Rabbit pAb
Observações/Apelido	FLDB; FCHL2; LDLQC4; apoB-48; apoB-100
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	338
GeneID	338
Imunogênio	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1890-2190 do APOB humano (NP_000375.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04114
Peso Molecular da Proteína	516 kDa
Envio	Em saco de gelo