


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Apob (Wb, If/Icc, Elisa) - P04114

Número do item: CM0018369



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho de alta qualidade contra a Apolipoproteína B (ApoB) humana, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece a ApoB de humano, camundongo e rato, com peso proteico de 516 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ApoB Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FLDB, FCHL2, LDLCQ4, apoB-48, apoB-100, ApoB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	338
GeneID	338
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-330 da ApoB humana (NP_000375.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04114
Peso Proteico	516 kDa
Envio	Bolsa de gelo