


Anti-Apobec2 Pab De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Y235

Número do item: CM0020431



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra APOBEC2 humana (ARP1/ARCD1) validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em epigenética e biologia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APOBEC2 pAb de coelho
Observações/Apelidos	ARP1; ARCD1; APOBEC2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10930
ID do Gene	10930
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-224 da APOBEC2 humana (NP_006780.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y235
Peso da Proteína	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo