

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Apobec3A Para Wb E Elisa - P31941

Número do item: CM0018449



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra APOBEC3A humano (A3A) para Western blot (WB) e ELISA. Reconhece uma enzima de edição de DNA de 23 kDa envolvida na defesa antiviral e na restrição de retrotransposons. Apresenta reação cruzada com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APOBEC3A pAb de Coelho
Observações/Alcunha	A3A; ARP3; PHRBN; bK150C2.1; APOBEC3A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	200315
GeneID	200315
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-199 da APOBEC3A humana (NP_663745.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P31941
Peso da Proteína	23 kDa
Envio	Embalagem de gelo