


Anticorpo Monoclonal Anti-Apobec3B Para Wb - Q9Uh17

Número do item: CM0006634



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-APOBEC3B de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage com APOBEC3B humano, uma desaminase de DNA envolvida na imunidade inata antiviral e na restrição de retrotransposons. Imunogênio recombinante (aa 120-220).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho APOBEC3B
Observações/Apelido	A3B; ARP4; ARCD3; PHRBNL; APOBEC1L; bK150C2.2; DJ742C19.2; APOBEC3B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9582
ID do Gene	9582
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UH17
Peso Proteico	46kDa
Transporte	Saco de gelo