


Anticorpo Policlonal Anti-Apobec3C Para Wb - Q9Nrw3

Número do item: CM0015399



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-APOBEC3C validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Detecta a APOBEC3C humana, uma citidina desaminase de DNA que restringe retrovírus e retrotransposons. Adequado para pesquisas sobre imunidade antiviral e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-APOBEC3C
Observações/Alias	A3C; PBI; ARP5; ARDC2; ARDC4; APOBEC1L; bK150C2.3; APOBEC3C
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	27350
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 da APOBEC3C humana (NP_055323.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q9NRW3
Peso da proteína	23 kDa
Envio	Bolsa de gelo