

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Apobec3D Para Wb, Elisa - Q96Ak3

Número do item: CM0012837

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o APOBEC3D humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a restrição de retrovírus e a imunidade inata. Apoiado pela experiência da CamelBio no fornecimento de matérias-primas para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	APOBEC3D pAb Coelho
Observações/Apelido	A3D; A3DE; ARP6; APOBEC3E; APOBEC3DE; APOBEC3D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	140564
GeneID	140564
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 207-386 do APOBEC3D humano (NP_689639.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96AK3
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco com gelo