

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Apobec3G Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hc16

Número do item: CM0017344



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-APOBEC3G de alta qualidade, validado em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece a APOBEC3G humana, de camundongo e de rato, um fator essencial da imunidade inata que inibe o HIV-1 e outros retrovírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	APOBEC3G Rabbit pAb
Observações/alias	A3G; ARCD; ARP9; ARP-9; CEM15; CEM-15; MDS019; bK150C2.7; dj494G10.1; APOBEC3G
Espécie	Humana
GeneID (humano)	60489
GeneID	60489
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9HC16
Peso da proteína	46 kDa
Transporte	Bolsa de gelo