

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Apoc1 Para Ihc-P E Elisa - P02654

Número do item: CM0027119



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Apolipoproteína C-I (APOC1) humana, validado para aplicações de IHC-P e ELISA. Detecta APOC1 humana e de rato, um regulador chave do metabolismo lipídico plasmático. Adequado para pesquisas cardiovasculares e de lipoproteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APOC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Apo-CI, ApoC-I, apo-CIB, apoC-IB, APOC1
Espécie	Humano
ID do Gene	341
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-83 da APOC1 humana (NP_001636.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P02654
Peso da Proteína	9kDa
Envio	Saco de gelo