


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Apoc2 Para Wb, Elisa - P02655

Número do item: CM0020026



introdução

Anticorpo policlônico de coelho de alta qualidade direcionado à Apolipoproteína C-II humana (APOC2). Validado para aplicações em WB e ELISA com reatividade cruzada para humanos e ratos. Ideal para pesquisa em metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APOC2 Rabbit pAb
Observações/Alias	APO-CII; APOC-II; APOC2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	344
ID do Gene	344
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-101 da APOC2 humana (NP_000474.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P02655
Peso da Proteína	11kDa
Transporte	Bolsa de gelo