

Anticorpo Monoclonal Anti-Apoe Para Wb, If/Icc, Elisa - P02649

Número do item: CM0009084



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-APOE de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece a proteína APOE humana (36 kDa) envolvida no transporte lipídico e na pesquisa da doença de Alzheimer. Ideal para IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APOE Coelho mAb
Observações/Apelido	AD2, LPG, APO-E, ApoE4, LDLQC5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	348
GeneID	348
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 19-317 da APOE humana (NP_000032.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02649
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo