

Anticorpo Policlonal Anti-Apoe De Coelho Para Wb E Elisa - P02649

Número do item: CM0024637



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Apoe de camundongo, adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com APOE humano. Ideal para pesquisa de metabolismo lipídico, transporte de colesterol e doenças neurológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Apoe Rabbit pAb
Observações/Alias	Apo-E; Apoe
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	348
GeneID	11816
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P02649
Peso Proteico	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo