

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Apoe Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02649

Número do item: CM0014701



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-APOE validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage com APOE humano, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em metabolismo lipídico, doença de Alzheimer, doenças cardiovasculares e neurológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APOE Coelho pAb
Observações/Apelidos	AD2; LPG; APO-E; ApoE4; LDLQC5; APOE
Espécie	Humano
GeneID	348
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 41-307 da APOE humana (NP_000032.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02649
Peso da Proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo