

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Apoer2/Lrp8 Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q14114

Número do item: CM0015479



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra ApoER2/LRP8 humano, validado para WB, IF, IHC, ELISA com reatividade cruzada com rato. Ideal para investigar a sinalização da Reelin e a entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ApoER2/LRP8 pAb de coelho
Observações/Alias	MCI1; LRP-8; APOER2; HSZ75190; ApoER2/LRP8
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7804
GeneID	7804
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 900 e o C-terminal de ApoER2/LRP8 humano (NP_004622.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	Q14114
Peso da proteína	106 kDa
Envio	Bolsa de gelo