


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Apoh Para Wb, If/Icc, Elisa - P02749

Número do item: CM0013546



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-APOH de alta qualidade, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta a beta-2-glicoproteína 1 (Apo-H) em amostras humanas e de camundongo, um regulador essencial da coagulação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APOH Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BG; B2G1; B2GP1; APOH
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	350
GeneID	350
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-345 do APOH humano (NP_000033.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P02749
Peso da Proteína	38 kDa
Envio	Bolsa de gelo