


Anticorpo Policlonal Anti-Apol1 Para Ihc-P, Elisa - O14791

Número do item: CM0031083



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-APOL1 validado para IHC-P e ELISA. Reage com APOL1 humano e de rato (44 kDa). Essencial para estudar o transporte de lipídios, o metabolismo do colesterol e a função do fator lítico de tripanossoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APOL1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	APOL; APO-L; FSGS4; APOL-I; APOL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8542
ID do Gene	8542
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 179-398 do APOL1 humano (NP_003652.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O14791
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo