

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Apol1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O14791

Número do item: CM0012273



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra APOL1 humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. A APOL1 está envolvida no transporte de lipídios e na lise de tripanossomas, sendo ideal para pesquisas sobre metabolismo e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	APOL1 Rabbit mAb
Observações/alias	APOL; APO-L; FSGS4; APOL-I; APOL1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8542
GeneID	8542
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 303-398 da APOL1 humana (O14791)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	O14791
Peso da proteína	44 kDa
Transporte	Bolsa de gelo