


Anticorpo Monoclonal Anti-Apolipoproteína A1/Apoa1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P02647

Número do item: CM0005464



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Apolipoproteína A1/APOA1 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA em Humano, Rato, Rato. Ideal para pesquisa de metabolismo do colesterol, transporte lipídico e doenças cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Apolipoproteína A1/APOA1
Observações/Apêndice	HPALP2; apo(a); Apolipoproteína A1/APOA1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	335
GeneID	335
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-267 da Apolipoproteína A1/APOA1 humana (NP_000030.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P02647
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo