

Anticorpo Policlonal Anti-Apolipoproteína A2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P02652

Número do item: CM0014641

introdução

Anticorpo policlonal de coelho dirigido contra a Apolipoproteína A2 humana (ApoA-II), validado para Western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Útil para o estudo do metabolismo de HDL, do transporte de lipídios e das doenças cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra a Apolipoproteína A2
Observações/Alias	apoAII; Apo-AII; ApoA-II; Apolipoproteína A2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	336
GeneID	336
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Apolipoproteína A2 humana (NP_001634.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P02652
Peso da proteína	17kDa
Envio	Bolsa de gelo