

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Apolipoproteína A2 Para Wb, If-P, Elisa - P02652

Número do item: CM0009060

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à Apolipoproteína A2 humana (apoA-II), validado para WB, IF-P, ELISA. Detecta ApoA2 humano, de rato e de camundongo. A ApoA2 é uma apolipoproteína principal do HDL envolvida no transporte e metabolismo lipídico, tornando este anticorpo ideal para pesquisa cardiovascular e metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Apolipoproteína A2
Observações/Apelido	apoAII; Apo-AII; ApoA-II; Apolipoproteína A2
Espécie	Humano
GeneID	336
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 da Apolipoproteína A2 humana (NP_001634.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02652
Peso Proteico	17 kDa
Envio	Bolsa de Gelo